

ОПИСАНИЕ: ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕДУР ПАРАФИНОТЕРАПИИ.

АППАРАТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСКОРЕННОЕ ПЛАВЛЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПАРАФИНА И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ ПРИ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. ВРЕМЯ ПЛАВЛЕНИЯ ВСЕГО ПАРАФИНА ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ АППАРАТА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО ПОЛУТОРА ЧАСОВ. В ВАННОЧКЕ ЛЕГКО МОЖНО ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ РУК, НОГ. НЕ МЕНЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРАФИНОТЕРАПИЯ ЗАПЯСТЫЙ И КОЖИ ЛИЦА. ПАРАФИНОТОПКА ОЧЕНЬ УДОБНА В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО КАК В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ САЛОНАХ, ТАК И В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ПАРАФИНА — 3 Л
- ВРЕМЯ ПЛАВЛЕНИЯ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ ~1,5 ЧАСА
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПАРАФИНА ~52–58 °С
- ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ 60–70 °С
- ВЕС ~1100 Г

МОЩНОСТЬ: 200 Вт.

НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 В.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
- УСТАНОВЛИВАЙТЕ АППАРАТ ТОЛЬКО НА ТВЕРДУЮ, РОВНУЮ И УСТОЙЧИВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ РАБОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИЮ ПРИБОРА.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВАННЫ И КОРПУСА АППАРАТА, НАРУШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ШНУРА ПИТАНИЯ, ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ИЛИ ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ ВНУТРЬ КОРПУСА.
- ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОЦЕДУР ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ПАРАФИНА НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ЗАПЯСТЬЯ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНА КОМФОРТНА ДЛЯ ВАС.
- СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ УРОВЕНЬ ПАРАФИНА В ВАННЕ НАГРЕВАТЕЛЯ ВСЕГДА НАХОДИЛСЯ МЕЖДУ ОТМЕТКАМИ «MIN» И «MAX». НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАГРЕВАТЕЛЬ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПАРАФИНА.
- НЕ РАЗОГРЕВАЙТЕ ПАРАФИН В ПЛАСТИКОВЫХ УПАКОВКАХ, НА ГАЗОВЫХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТАХ, В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ В ПАРАФИН КАКИЕ-ЛИБО ДОБАВКИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАРАФИН ТОЛЬКО В ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ СОСТАВЕ. НЕ ВЫЛИВАЙТЕ ИЗ ВАННЫ ПАРАФИН В РАСПЛАВЛЕННОМ ВИДЕ.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.
- ХРАНИТЕ ПРИБОР В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ ИГРАТЬ С ПРИБОРОМ.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ДЕТЬМИ И ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И УМСТВЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ И КОНТРОЛЕМ.
- ЗАПРЕЩЕН САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ПРИБОРА. ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- СУХАЯ, УВЯДАЮЩАЯ, ОБВЕТРЕННАЯ ИЛИ ШЕЛУШАЩАЯСЯ КОЖА.
 - НЕОБХОДИМОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ И СНЯТИЯ СПАЗМА МЫШЦ.
 - ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА.
 - БОЛИ ПРИ АРТРИТАХ, БУРСИТАХ, ТЕНДОВАГИНИТАХ, ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛЕНИЯХ СУСТАВОВ, РАСТЯЖЕНИИ СВЯЗОК, СПОРТИВНЫХ ТРАВМАХ, ТРЕБУЮЩИХ ЛЕЧЕНИЯ ТЕПЛОМ.
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- ГНОЯЩИЕСЯ ИНФЕКЦИИ И РАНЫ В ОБЛАСТИ НАЛОЖЕНИЯ ПАРАФИНА.
 - ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН В ОБЛАСТИ НАЛОЖЕНИЯ.
 - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА УЧАСТКАХ КОЖИ С НАРУШЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.
- ВНИМАНИЕ! ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПАЦИЕНТАМ СЛЕДУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ РЕАКЦИЮ КОЖИ НА РАСПЛАВЛЕННЫЙ ПАРАФИН И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- ИЗВЛЕКИТЕ АППАРАТ ИЗ УПАКОВКИ И УСТАНОВИТЕ НА РОВНУЮ И УСТОЙЧИВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
- СНИМИТЕ КРЫШКУ И ВЫНЬТЕ ИЗ ВАННЫ АППАРАТА ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ РЕШЕТКУ.
- ИЗВЛЕКИТЕ БРИКЕТЫ ПАРАФИНА ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ И ПОМЕСТИТЕ В ВАННУ НАГРЕВАТЕЛЯ.
- ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ ПИТАНИЯ В РОЗЕТКУ С НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В.
- УСТАНОВИТЕ РУЧКУ ЭЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ НА СЕКТОР ШКАЛЫ ПОД НАДПИСЬЮ «N» — РЕЖИМ ПЛАВЛЕНИЯ ПАРАФИНА.

ЗАКРОЙТЕ ВАННУ КРЫШКОЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА. ВРЕМЯ ПЛАВЛЕНИЯ ВСЕГО ПАРАФИНА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 1,5 ЧАСОВ.

- ПРИ ПЛАВЛЕНИИ ПАРАФИНА ПЕРИОДИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЙТЕ ЕГО СОСТОЯНИЕ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ ТВЕРДЫЕ КУСКИ ПАРАФИНА С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВЯННОГО ИЛИ ПЛАСТИКОВОГО ШПАТЕЛЯ.
 - ПОСЛЕ РАСПЛАВЛЕНИЯ ВСЕГО ПАРАФИНА ПЕРЕВЕДИТЕ РУЧКУ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ В СЕРЕДИНУ СЕКТОРА ШКАЛЫ — РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. АККУРАТНО ОПУСТИТЕ НА ДНО ВАННЫ ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ РЕШЕТКУ. ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ПАРАФИНА НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ЗАПЯСТЬЯ. ДАЙТЕ ПАРАФИНУ НЕМНОГО ОСТЫТЬ, ЕСЛИ ЕГО ТЕМПЕРАТУРА ПОСЛЕ ПЛАВЛЕНИЯ СЛИШКОМ ВЫСОКА.
 - АППАРАТ ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ПАРАФИНОТЕРАПИИ. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ, ЕСЛИ УРОВЕНЬ ПАРАФИНА В ВАННЕ ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ «MIN». В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ДОВЕСТИ УРОВЕНЬ ДО ОТМЕТКИ «MAX», ДОБАВИВ В ВАННУ НОВЫЙ ПАРАФИН. ВНИМАНИЕ! СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПАРАФИНА ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ ОТМЕТКИ «MIN» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ АППАРАТА И ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ.
- УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА В МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВЛЕНИЯ И РАЗОГРЕВА ПАРАФИНА! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУР ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЙТЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НА РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК

- СНИМИТЕ С РУК ВСЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.
- НА СУХУЮ ЧИСТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОЖИ НАНЕСИТЕ КОЛЛАГЕНОВЫЙ ТЕРМОКРЕМ, СДЕЛАЙТЕ ЛЕГКИЙ МАССАЖ, ПОКА ОН НЕ ВПИТАЕТСЯ В КОЖУ. ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ПАРАФИНА НА ЗАПЯСТЬЕ.
- РАССЛАБЬТЕ КИСТЬ И, РАЗДВИНУВ ПАЛЬЦЫ В СТОРОНЫ, ОПУСТИТЕ РУКУ ЛАДОНЬЮ ВНИЗ В ПАРАФИН ДО ЗАПЯСТЬЯ, ВЫНЬТЕ И ПОДДЕРЖИТЕ НАД ВАННОЧКОЙ, ЧТОБЫ ПАРАФИН НЕ КАПАЛ.
- ЧЕРЕЗ 10–15 СЕКУНД СНОВА ПОГРУЗИТЕ РУКУ И ВЫНЬТЕ. ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКУ СЛЕДУЕТ ПОГРУЖАТЬ В ПАРАФИН 4–7 РАЗ, ПОКА КИСТЬ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПОКРОЕТСЯ ПАРАФИНОМ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РУКУ ПОГРУЖЕННОЙ В ВАННОЧКУ БОЛЕЕ 2–3 СЕКУНД.
- НАДЕНЬТЕ НА РУКУ ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТ. СВЕРХУ НАДЕНЬТЕ УТЕПЛЯЮЩУЮ РУКАВИЧКУ. ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ С ДРУГОЙ РУКОЙ.
- ПАРАФИН БУДЕТ ОТДАВАТЬ ТЕПЛО В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ. ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМИТЕ РУКАВИЧКУ И УДАЛИТЕ ПАРАФИН, НАЧИНАЯ ОТ ЗАПЯСТЬЯ, СВЕРХУ ВНИЗ.
- ВЫБРОСИТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПАРАФИН. НЕ РАЗОГРЕВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПАРАФИН ПОВТОРНО!

УХОД ЗА КОЖЕЙ СТУПНЕЙ

- ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ПАРАФИНА.
- ОБИЛЬНО НАНЕСИТЕ КОЛЛАГЕНОВЫЙ ТЕРМОКРЕМ НА ЧИСТЫЕ СУХИЕ СТУПНИ И ЛОДЫЖКИ.
- ПОГРУЗИТЕ СТУПНЮ В ПАРАФИН ДО ЛОДЫЖКИ. ДЕРЖИТЕ СТУПНЮ НАД ЕМКОСТЬЮ, СОХРАНЯЯ 10–15-ТИ СЕКУНДНЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОГРУЖЕНИЯМИ ТАК, ЧТОБЫ ПАРАФИН УСПЕВАЛ СЛЕГКА ЗАСТЫТЬ И НЕ КАПАЛ.
- ПОГРУЖАЙТЕ СТУПНЮ В ВАННУ 4–7 РАЗ НА 2–3 СЕКУНДЫ. НАДЕНЬТЕ НА НОГУ ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТ, СВЕРХУ НАДЕНЬТЕ УТЕПЛЯЮЩИЙ НОСОК И ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ С ДРУГОЙ СТУПНЕЙ.
- ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ СНИМИТЕ НОСОК И СЛЕГКА ПОМАССИРУЙТЕ СТУПНЮ, НЕ ВЫНИМАЯ ЕЕ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПАКЕТА, ЧТОБЫ ПАРАФИН НЕ РАССЫПАЛСЯ. ЗАТЕМ ОСТОРОЖНО ВЫНИМАЙТЕ НОГУ, НАЧИНАЯ С ЛОДЫЖКИ, И ОДНОВРЕМЕННО СНИМАЙТЕ ПАРАФИН В ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТ.
- ВЫБРОСИТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПАРАФИН. НЕ РАЗОГРЕВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПАРАФИН ПОВТОРНО!

ЧИСТКА И УХОД

- ВАННОЧКА ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬСЯ КАЖДЫЕ 100 ПРОЦЕДУР ИЛИ ЧАЩЕ, ЕСЛИ НА ДНЕ ОБРАЗОВАЛСЯ ОСАДОК.
- ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ОТКЛЮЧИТЬ ПРИБОР ОТ СЕТИ И ДАТЬ ЕМУ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫТЬ.
- ВКЛЮЧИТЬ АППАРАТ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ, ЧТОБЫ РАСПЛАВИЛСЯ ТОНКИЙ СЛОЙ ВДОЛЬ СТЕНОК.
- ПЕРЕВЕРНУТЬ ВАННОЧКУ НАД БУМАГОЙ ИЛИ ПЛЕНКОЙ.
- ВЫКЛЮЧИТЬ АППАРАТ ИЗ СЕТИ, ПРОТЕРЕТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ВАННЫ ОДНОРАЗОВЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОСТАТКОВ ПАРАФИНА.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИБОРА.
- ПРОТИРАЙТЕ ВНЕШНЮЮ ЧАСТЬ ПРИБОРА СЛЕГКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ И НЕ ПРОМЫВАЙТЕ ЕГО ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ.
- ХРАНИТЕ ПРИБОР В СУХОМ МЕСТЕ.

master
PROFESSIONAL

ВАННА ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПАРАФИНОТЕРАПИИ MP-470

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: ООО "ВАТ-93"
354340, РОССИЯ, Г.СОЧИ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, 5
ТЕЛ: 8(862) 231-60-00